



Consumabile Originale pentru Pompe

Flexibilitate și Acuratețe pentru toate Pompele B. Braun

Sisteme automate de infuzie


Infusomat® Space Lines SafeSet

Un sistem dedicat și flexibil pentru toate terapiile



AirStop

- Dispozitivul inovativ AirStop nu permite pătrunderea aerului în linia de perfuzie
- După golirea recipientului, menține un nivel constant de lichid.



Formă optimă pentru încărcare

- Acuratețe pe termen lung, până la 96 h
- Clemă pentru protecție automată împotriva curgerii libere atunci când linia este îndepărtată din pompă.

Aflați mai multe on-line

1. Test Result IV-Study
 2. Hemolyse Test Result
 3. Test Result Infection Control
- Scanați codul de bare 2D cu smartphone-ul sau urmați link-ul pentru a afla mai multe informații.
- www.space.bbraun.com



Bio-compatibilitate¹
Dovedită clinic

PrimeStop

- Capac de protecție cu membrană hidrofobă ce permite umplerea trusei de perfuzie fără pierderi de lichid, menține sistemul etanș până în momentul conectării la pacient și previne contaminarea

Infusomat® Space Line
pentru Transfuzie²
Cu filtru pentru sânge integrat



Safeflow³

- Port de acces fără ac
- Ușor de dezinfectat – ultima generație în controlul infecțiilor
- Volum de priming minim (0.08 ml)

Eurofix®
Port de injectare
ergonomic
pentru evitarea
înțepăturilor
accidentale



Transparent –
protecție împotriva
luminii

Protecție împotriva
luminii

Testat împotriva
porilor

Fără PVC

Fără DEHP

Fără PVC



Beneficiile utilizatorului

Calitate la standarde înalte:


- Acuratețe pe termen lung
- Set cu dispozitiv activ împotriva curgerii libere
- Materiale și componente cu eficacitate dovedită clinic

Diversitatea terapiei:

- Truse din materiale diferite
- Componente de înaltă specialitate care oferă siguranță sporită
- Truse cu configurații specifice în funcție de terapie

Seringi Original Perfusor®...

Sistem Dedicat pentru Acuratețe



Seringi Original Perfusor® și Omnifix®

- Excelente proprietăți de pornire
- Caracteristici optime pentru glisare
- Volum rezidual minim
- Disponibile în toate dimensiunile de la 2 ml la 50/60 ml

Aflați mai multe on-line

1. Test Result IV-Study
Scanați codul de bare 2D cu smartphone-ul
sau urmați link-ul pentru a afla mai multe informații.
www.space.bbraun.com



...și prelungitoare Original Perfusor®

Fără PVC

Prelungitoare Original Perfusor

- Disponibile în diferite lungimi și din diverse materiale
- Volum rezidual minim
- Bio-compatibilitate¹ demonstrată clinic

Fără DEHP

Fără DEHP

Prelungitor Original Perfusor cu valvă Safsite®

- Protecție automată împotriva curgerii libere
- Bio-compatibilitate¹ demonstrată clinic

Fără DEHP


Prelungitor Original Perfusor® pentru PCA

- cu Back-Check Valve pentru prevenirea refluxului de substanțe
- clemă glisantă pentru oprirea administrării

Beneficiile utilizatorului

- Seringile și prelungitoarele Original Perfusor® – seturi de referință pentru acuratețe pe termen lung și consecvență în terapia perfuzabilă
- Un punct de reper pentru înaltă performanță

Trusa Infusomat® Space...



Fără PVC

Adaptor Universal compatibil cu recipiente gata pentru a fi utilizate

ENLock (male)

- Incompatibil cu conexiuni IV
- Compatibil cu majoritatea tuburilor pânle și ENLock Adapter

Safety Y-Port Inversat pentru administrare enterală de substanțe

- Compatibil doar cu seringi pentru nutriție enterală

Aflați mai multe on-line

Scanați codul de bare 2D cu smartphone-ul sau urmați link-ul pentru a afla mai multe informații.
www.space.bbraun.com



... Nutriție Enterală într-un Sistem Universal de Pompe

Infusomat® Space Line pentru Nutriție Enterală
cu punga de nutriție 1000 ml pentru amestecare și administrare cu ușurință

Conector Luer Lock Female

Fără DEHP

Fără PVC

Prelungitor Original
Perfusor® pentru
Nutriție Enterală

- Adaptor conic gradat pentru tuburile gastrice
- Cod de culoare pentru o identificare mai ușoară


Omnifix® Enteral

- Pentru administrarea nutriției enterale sau a medicamentelor cu administrare enterală și pentru spălare
- Compatibile doar cu conectori tip male (ex. Safety Y-Port Inversat, tub gastric)
- Cod de culoare pentru o identificare mai ușoară
- Aceeași acuratețe a debitului ca și în administrarea iv

Beneficiile utilizatorului


- Flexibilitate maximă datorită adaptorului universal și pungii de nutriție integrată
- Siguranță sporită datorită conectorului dedicat pacientului cu nutriție
- Integrarea NE într-un sistem multifuncțional

Soluții Dedicate Micilor Pacienți



Dosifix® Burette

- Pentru administrare ușoară și sigură
- Port de injectare fără ac



Fără PVC

Aflați mai multe on-line

3. Test Result Infection Control
Scanați codul de bare 2D cu smartphone-ul
sau urmați link-ul pentru a afla mai multe informații.
www.space.bbraun.com



Safeflow³



- Port de injectare fără ac
- Sistem ce poate fi dezinfectat prin tamponare –
excellent în controlul infecțiilor
- Volum rezidual minim (0.08 ml)

**Original Perfusor® Line PE**

- Volum rezidual minim
- Diferite mărimi disponibile de la 50 la 300 cm
- Testat împotriva scurgerilor

Fără PVC**Original Perfusor® Line cu Sterifix**

- Filtru de particule (0.2 µm dimensiunea porului)
- Volum rezidual minim

Fără DEHP**Omnifix®**

- Seringi de dimensiuni mici de la 2 ml pentru timp de reacție scurt la alarmă
- Inițiere ușoară
- Consistență pe termen lung

Beneficiile utilizatorului

- Întotdeauna fără DEHP
- Componentele și tuburile au volum rezidual minim
- Conectori fără ac
- Seringile originale Omnifix® de dimensiune mică permit timpi scurți de reacție până la alarmă

Infusomat® Space Cyto-Set®

Oncologie – Sistem de tip "circuit închis": Pregătire-Administrare-Neutralizare, pentru manevrarea în siguranță a medicamentelor citostatice

Cyto-Set® Line

- Pentru prepararea pe secție
- PrimeStop pentru priming automat

Fără PVC

Conector la pacient
• Cu PrimeStop pentru priming automat

Cyto-Set® mix

Fără PVC

Conector la pacient
• Cu PrimeStop pentru priming automat

Valvă de acces fără ac

Preparare sigură



Cyto-Set® Line

- Cu filtru 0.2 µm și PrimeStop

Fără PVC

Conector la pacient
• Cu PrimeStop pentru priming automat

Aflați mai multe on-line

Scanați codul de bare 2D cu smartphone-ul sau urmați link-ul pentru a afla mai multe informații.
www.space.bbraun.com



Infusomat® Space Cyto-Set®

- Pentru protocol cu mai multe substanțe cu 3 și 5 valve cu acces fără ac
- Priming sigur cu capacul de protecție PrimeStop

Aplicare sigură

Fără PVC

Beneficiile utilizatorului

- "Sistem închis" de la pregătire și administrare până la neutralizare
- Locurile de conectare nu păstrează urme de citostatice
- Priming ușor, care evită picurarea
- Sistem Needle-Free
- Risc scăzut de contaminare cu citostatice

Infusomat® Space Cyto-Set®...

Oncologie – Sistem de tip "circuit închis" de la Pregătire și Administrare până la Neutralizare, pentru manevrarea în siguranță a substanțelor chimioterapice Sensibile la Lumină

Siguranță în preparare



Siguranță în aplicare



Neutralizare sigură



Aflați mai multe on-line
Scanați codul de bare 2D cu smartphone-ul
sau urmați link-ul pentru a afla mai multe informații.
www.space.bbraun.com



... cu protecție UV

Valva Safsite®

- oferă acces needle-free pentru injectare, aspirație sau perfuzii în paralel, în condiții de siguranță, ca un sistem închis.

Cyto-Set® Infusomat® Space

- pentru protocoale de administrare simultană a mai multor substanțe cu 3 și 5 valve Safsite®
- priming sigur cu PrimeStop

Cyto-Set® Mix

- cu valvă Back-Check și PrimeStop

Fără PVC

Fără PVC

Conector pacient





- cu PrimeStop pentru priming automat

Beneficiile utilizatorului

- "Circuit închis" pregătire – administrare – neutralizare
- Protecție pentru lumină transparentă
- Medicamentele citostatice nu rămân în locurile de conectare
- Sistem de priming împotriva picurării
- Sistem fără ac
- Risc scăzut de contaminare cu citostatice




Specificații de produs

Infusomat® Space Lines IV-Standard




Infusomat® Space Lines IV-Standard	Accesorii	PVC (Fără DEHP)	Neutrapur (Fără PVC)	Lungime (cm)	Unități vânzare/buc.	Cod Nr. (REF)
	-	•	-	250	100	8700036 SP
	Pachet secundar	•	-	250	10x10	8700435 SP
	Tub mai lung	•	-	300	100	8270350 SP
	-	-	•	250	100	8250731 SP
	Port de injectare fără ac Safeflow	-	•	300	100	8700110 SP
	Port Eurofix® Y-pentru acces cu acul	•	-	270	100	8700087 SP

* Back-Check Valve

Infusomat® Space Lines SafeSet


Infusomat® Space Lines SafeSet	Accesorii	PVC (Fără DEHP)	Neutrapur (Fără PVC)	Lungime (cm)	Unități vânzare/buc.	Cod Nr. (REF)
	AirStop, PrimeStop	■	-	250	100	8701148SP
	AirStop, PrimeStop	-	■	250	100	8701149SP
	AirStop, PrimeStop, tub mai lung	■	-	300	100	8270358SP
	AirStop, PrimeStop, Port de injectare fără ac SafeFlow	-	■	300	100	8700118SP

Variante Specifice Terapiilor




Infusomat® Space Lines Piggy-Back Neutrapur®	Accesorii	PVC (Fără DEHP)	Neutrapur (Fără PVC)	Lungime (cm)	Unități vânzare/buc.	Cod Nr. (REF)
	Linia principală cu BCV* și port de injectare fără ac SafeFlow, AirStop, PrimeStop	-	■	300	25	8250718SP
	Linia principală cu BCV* și port de injectare fără ac SafeFlow	-	■	300	25	8250710SP
	Linie secundară pentru conectarea pacientului cu BCV* integrată, AirStop, PrimeStop	-	■	75	25	4062878
	Linie secundară pentru conectarea pacientului cu BCV* integrată	-	■	75	25	4062877

Specificații de produs



Variante specifice în funcție de terapie

Infusomat® Space Lines pentru transfuzie	Accesorii	PVC (Fără DEHP)	Neutrapur (Fără PVC)	Lungime (cm)	Unități vânzare/buc.	Cod Nr. (REF)
	Camera de picurare cu filtru integrat pentru sânge (dimensiunea porilor 200µm)	■	-	250	100	8270066SP
	Camera de picurare cu filtru integrat pentru sânge (dimensiunea porilor 200µm), port injectare fără ac SafeFlow	■	-	250	100	8270074SP
Infusomat® Space Lines cu protecție la lumină	Accesorii	PVC (Fără DEHP)	Neutrapur (Fără PVC)	Lungime (cm)	Unități vânzare/buc.	Cod Nr. (REF)
	Protecție transparentă pentru lumină	-	■	250	100	8700127SP
	Protecție transparentă pentru lumină, cu port de injectare fără ac SafeFlow	-	■	250	100	8250437SP
	Protecție transparentă pentru lumină, AirStop, PrimeStop	-	■	250	100	8700128SP
	Protecție transparentă pentru lumină, cu port de injectare fără ac SafeFlow, AirStop, PrimeStop	-	■	250	100	8250438SP




Infusomat® Space Lines pentru Nutriție Enterală

Infusomat® Space Lines pentru Nutriție Enterală	Accesorii	PVC (Fără DEHP)	Neutrapur (Fără PVC)	Lungime (cm)	Unități vânzare/buc.	Cod Nr. (REF)
	Adaptor universal, Port Y Invers EN Safety, conector-mamă invers LuerLock pentru pacient și adaptor tip EN Lock-tată	-	■	320	40	8250856SP
	Pungă pentru nutriție 1000 ml integrată, Port Y Invers EN Safety, conector-mamă invers LuerLock pentru pacient și adaptor tip EN Lock-tată	■	-	230	25	8250836SP
	Adaptor universal, port de injectare fără ac, conector-mamă invers LuerLock pentru pacient și adaptor tip con scalat - tată	-	■	320	40	8250857SP
	Pungă pentru nutriție 1000ml integrată, port de injectare fără ac, conector-mamă invers LuerLock pentru pacient și adaptorul tip con scalat - tată	■	-	230	25	8250839SP

Infusomat® Space Lines pentru Neonatologie


Infusomat® Space Lines pentru Neonatologie	Accesorii	PVC (Fără DEHP)	Neutrapur (Fără PVC)	Lungime (cm)	Unități vânzare/buc.	Cod Nr. (REF)
	150 ml Dosifix® Burette port de injectare fără ac Safeflow	-	■	270	25	8250245SP
	150 ml Dosifix® Burette port de injectare cu ac	■	-	270	25	8250294SP

Specificații de produs
 Infusomat® Space Lines pentru Oncologie

Infusomat® Space Lines pentru Oncologie	Accesorii	PVC (Fără DEHP)	Neutrapur (Fără PVC)	Lungime (cm)	Unități vânzare/buc.	Cod Nr. (REF)
	Cu Sterifix®, filtru de particule și aer 0,2 μm, AirStop, PrimeStop	-	▪	250	20	8700098SP
	Cu Sterifix®, filtru de particule și aer 0,2 μm	-	▪	250	20	8700095SP
Cyto-Set® Infusomat® Space	Accesorii	PVC (Fără DEHP)	Neutrapur (Fără PVC)	Unități vânzare/buc.	Cod Nr. (REF)	
	3 valve cu acces fără ac	-	▪	20	8250917SP	
	5 valve cu acces fără ac	-	▪	20	8250817SP	
	valve cu acces fără ac, filtru de particule și aer 0,2 μm	-	▪	20	8250414SP	
Cyto-Set® Infusomat® Space cu protecție pentru lumină	Accesorii	PVC (Fără DEHP)	Neutrapur (Fără PVC)	Unități vânzare/buc.	Cod Nr. (REF)	
	3 valve cu acces fără ac, protecție transparentă pentru lumină	-	▪	20	8250920SP	
	5 valve cu acces fără ac, protecție transparentă pentru lumină	-	▪	20	8250820SP	

* Back-Check Valve

Produse pentru pregătire în Oncologie - Cyto-Set® Mix


Cyto-Set® Mix	Accesorii	PVC (Fără DEHP)	Neutrapur (Fără PVC)	Unități vânzare/buc.	Cod Nr. (REF)
	1 valvă cu acces fără ac	-	■	20	A2900N
	1 valvă cu acces fără ac, filtru de 0,2 µm	-	■	20	A2903N
Cyto-Set® Mix cu protecție pentru lumină	Accesorii	PVC (Fără DEHP)	Neutrapur (Fără PVC)	Unități vânzare/buc.	Cod Nr. (REF)
	1 valvă cu acces fără ac, protecție transparentă pentru lumină	-	■	20	A2906N

Produse pentru pregătirea în Oncologie - linia Cyto-Set®

Cyto-Set® Line	Accesorii	PVC (Fără DEHP)	Neutrapur (Fără PVC)	Unități vânzare/buc.	Cod Nr. (REF)
	Fără valvă de acces	-	■	20	A2581NF
	Fără valvă de acces cu filtru de 0,2 µm	-	■	20	A2582NF

Specificații de produs


Seringi Omnifix® Conexiune Luer Lock, concentric


Seringi Omnifix®	Volum	Gradații	Unități vânzare/buc.	Cod Nr. (REF)
	2 ml	0.1 ml	100	4617029 V
	3 ml	0.1 ml	100	4617022 V
	5 ml	0.2 ml	100	4617053 V
	10 / 12 ml	0.5 ml	100	4617100 V
	20 ml	1.0 ml	100	4617207 V
	30 ml	1.0 ml	100	4617304 F
	50 / 60 ml	1.0 ml	100	4617509 F

Seringi Omnifix pentru uz Enteral Conexiune Luer Lock inversată, concentric

Omnifix® Enteral	Volum	Gradații	Unități vânzare/buc.	Cod Nr. (REF)
	5 ml	0.2 ml	100	4616005-01
	10 ml	0.5 ml	100	4616010-01
	20 ml	1.0 ml	100	4616020-01
	50/60 ml	1.0 ml	100	4616050-01

Seringi Original Perfusor®
Conexiune Luer Lock, concentric

Original Perfusor® Seringi	Accesorii	Volum	Gradații	Unități vânzare/buc.	Cod Nr. (REF)
	-	20 ml	1 ml	50	8728615
	Cu ac 30 mm, ø 2 mm	20 ml	1 ml	50	8728623
	-	50 ml	1 ml	100	8728844F
	Cu ac de 30 mm, ø 2 mm	50 ml	1 ml	100	8728810F
	Ac 28 mm, cu filtru 15 µm, ø 2 mm	50 ml	1 ml	100	8728852F
	Galben transparent, Ac de 30 mm, ø 2 mm	50 ml	1 ml	100	8728801F
	Protecție transparentă pentru lumină 520 nm, Ac 15 mm, cu filtru ø 2 mm	50 ml	1 ml	100	8728861F-06



Specificații de produs

Prelungitoare Original Perfusor®

Prelungitoare Original Perfusor®	PVC (Fără DEHP)	Diametru ø (mm)	Lungime (cm)	Unități vânzare/ buc.	Cod Nr. (REF)
	▪	1.5	50	100	8255172
	▪	1.5	150	100	8722960
	▪	1.5	200	100	8722862
	▪	1.5	250	100	8255490
	▪	1.5	300	100	8255253
Prelungitoare Original Perfusor®	PVC (Fără DEHP)	Diametru ø (mm)	Lungime (cm)	Unități vânzare/ buc.	Cod Nr. (REF)
	▪	1.0	75	100	8722870
	▪	1.0	150	100	8255504
Prelungitoare Original Perfusor®	PE (Fără PVC)	Diametru ø (mm)	Lungime (cm)	Unități vânzare/ buc.	Cod Nr. (REF)
	▪	1.0	50	100	8255059
	▪	1.0	100	100	8255067
	▪	1.0	150	100	8722935
	▪	1.0	200	100	8723060
	▪	1.0	250	100	8272565
	▪	1.0	300	100	8250146
Original Perfusor® cu prelungitor valvă Safsite®	PVC (Fără DEHP)	Diametru ø (mm)	Lungime (cm)	Unități vânzare/ buc.	Cod Nr. (REF)
	▪	1.5	150	100	8722820

* Valvă Back-Check

Prelungitoare Original Perfusor®

Prelungitoare Original Perfusor® cu Protecție pentru lumină	PE (Fără PVC)	Diametru ø (mm)	Lungime (cm)	Unități vânzare/ buc.	Cod Nr. (REF)
	•	1.0	150	100	8723017
	•	1.0	150	100	8723010

Prelungitor Original Perfusor® cu filtru de particule Sterifix® de 0.2 µm	PVC (Fără DEHP)	Diametru ø (mm)	Lungime (cm)	Unități vânzare/ buc.	Cod Nr. (REF)
	•	1.5	200	100	8723001

Prelungitor Original Perfusor® pen- tru PCA cu BCV* și clemă glisantă	PVC (Fără DEHP)	Diametru ø (mm)	Lungime (cm)	Unități vânzare/ buc.	Cod Nr. (REF)
	•	1.5	150	100	8726019

Prelungitor Original Perfusor® pentru Nutriție Enterală

Prelungitor Original Perfusor® pentru Nutriție Enterală	PE (Fără PVC)	Diametru ø (mm)	Lungime (cm)	Unități vânzare/ buc.	Cod Nr. (REF)
	•	1.0	150	100	8722930

www.magazin-bbraun.ro
www.bbraun.ro

Timișoara
Remetea Mare nr. 636,
DN6, km 546+400
dreapta, 307350 Timiș
- România
Tel.: +40 256 284 905;
Fax: +40 256 284 907

București
S-Park, clădirea B3, etaj 2,
Str. Tipografilor 11-15,
sector 1, București,
RO-013714
Tel.: +40 21 231 15 37
Fax: +40 21 231 15 36