



B. BRAUN PORTOFOLIUL ANESTEZIE REGIONALĂ CATALOG DE PRODUSE


B. Braun Anestezie Spinală

Un portofoliu complet de ace cu diferite tipuri de bizou pentru anestezia spinală.




Ambou proiectat ergonomic pentru:


- control îmbunătățit al utilizării acului
- sistem de prindere îmbunătățit și sensibilitate tactilă crescută



Prismă de cristal pentru identificare rapidă și ușoară a refluxului de LCR în amboul acului:

- „Reflexia totală” – prisma strălucește argintiu înainte ca LCR să intre în ambou **1**
- Transparență – prisma devine transparentă când LCR intră în ambou **2**






Spinocan® cu Bizou Quincke

- Bizou ascuțit pentru forță de punționare scăzută
- Controlul se face în condiții de siguranță datorită senzației de click la contactul cu dura
- Rata scăzută de PDPH datorită diametrului (G) fin al acului
- Potrivire perfectă a mandrenului, fără lezarea țesuturilor (risc de formare a tumorilor epidermoide)



Atraucan® cu bizou Two-Zone

- Forță de punționare scăzută
- Traumatism minim în urma punționării
- Risc semnificativ redus de PDPH (cefalee post punție durală)



Pencan® cu Bizou Pencil Point

- Manipulare în siguranță prin identificarea ușoară a structurii țesutului, sensibilitate tactilă excelentă
- Protecție împotriva PDPH (cefalee post punție durală), paresteziei, punționării vasculare și leziuni ale nervilor datorită formei vârfului atraumatic
- Design robust, nici o deformare a vârfului, chiar după contactul cu osul
- Adâncime de penetrare intratecală minimă, evitând blocurile incomplete datorită formei vârfului acului




Ac introducător spinal

Prezentarea generală a Portofoliului

ACE SPINALE

Spinocan®	Codul culorilor	Dimensiune (G)/ Lungime (inch)	ø / Lungime (mm)	Unități de vânzare/ buc	Nr. cod (REF) NHD Luer
 <					

Atraucan®	Codul culorilor	Dimensiune (G)/ Lungime (inch)	ø / Lungime (mm)	Unități de vânzare/ buc	Nr. cod (REF) OHD Luer
		26 x 3 1/2"	0.47 x 88	25	4504739
	Atraucan® Paed				
		26 x 1"	0.47 x 25	25	4504771
		26 x 2"	0.47 x 50		4504763

ACE SPINALE

Pencan®	Codul culturilor	Dimensiune (G)/ Lungime (inch)	ø / Lungime (mm)	Unități de vânzare/ buc	Nr. cod (REF) NHD Luer	
		27 x 3 1/2"	0.40 x 88	25	4502027-01	
					4502051-13 *	
		25 x 3 1/2"	0.50 x 88		4502019-01	
					4502043-13 *	
		22 x 3 1/2"	0.70 x 88		4502035-13	
	Dimensiuni lungi					
		27 x 4"	0.40 x 103	25	4502124-13 *	
		27 x 4 3/4"	0.40 x 120		4502132-13	
		25 x 4"	0.50 x 103		4502116-13 *	
		25 x 4 3/4"	0.50 x 120		4502120-13	
	Pencan® Paed					
		27 x 2"	0.40 x 50	25	4502175-13	
		25 x 1"	0.50 x 25		4502167-13	
		25 x 2"	0.50 x 50		4502159-13	

* cu ac spinal introducător


ACE SPINALE INTRODUCĂTOARE

Ac spinal introducător (pentru Spinocan și Pencan) 10mm suplimentari de ac	Codul culorilor	Dimensiune (G)/ Lungime (inch)	ø / Lungime (mm)	Unități de vânzare/ buc	Nr. cod (REF) NHD Luer
	Pentru Ace Spinale 29G și 27G				
		22 x 1 3/8"	0.70 x 35	25	4500059-13 *
	Pentru Ace Spinale 26G și 25G				
		20 x 1 3/8"	0.90 x 35	25	4505000-13 *

ANESTEZIE SPINALĂ

B. Braun Anestezie Epidurală

Pentru a satisface preferințele individuale, B. Braun oferă o gamă largă de ace epidurale, catetere și accesorii pentru anestezia epidurală.



Fiecare pacient prezintă o provocare anatomică unică, prin urmare precizia și versatilitatea sunt la fel de importante în procedurile epidurale. Cu acele epidurale B. Braun puteți fi siguri de construcție exactă și fiabilitate.



Perican- Ac pentru anestezie epidurală în tehnica single-shot sau continuă, cu bizou tip Tuohy

- Gradare la 1 cm
- Mandren din plastic colorat conform codului culorilor, ce închide etanș bizoul acului (elimină riscul decupării de țesuturi și pe cel al formării de tumori epidermoide post - puncție).
- Este prevăzut cu element de fixare împotriva rotirii accidentale în interiorul acului și care indică orientarea bizoului acului.

Produse pentru Anestezia Epidurală

Catetere Perifix®: Disponibil cu diferite caracteristici – Standard, Soft-Tip și ONE



Cateter Perifix® Standard

- Cateter cu 3 deschideri laterale, cu lungime 1000 mm.
- Fabricat din poliamidă
- Vârf rigid pentru introducerea ușoară a cateterului
- Marcaje albastre clare complet încorporate în materialul cateterului
- O bandă radioopacă pentru controlul cu raze X
- Ghid de asistență pentru înfiletare
- Nu conține latex, DEHP sau PVC



Cateter Perifix® SoftTip

- Cateter cu vârf extrem de flexibil și ax standard cu 3 deschideri laterale cu lungime 1000mm
- Fabricat din poliamidă
- Ax rigid, dar flexibil și vârf moale, atraumatic
- Marcaje albastre clare complet încorporate în materialul cateterului
- O bandă radioopacă pentru controlul cu raze X
- Ghid de asistență pentru înfiletare
- Nu conține latex, DEHP sau PVC



Cateter Perifix® ONE

- Cateter cu 6 deschideri laterale (2 perechi de 3 microorificii) cu lungime 1000 mm
- Un design exclusiv al vârfului cateterului conic, atraumatic ajută la minimizarea riscului de complicații- ax relativ rigid cu vârf relativ moale și atraumatic
- Interior din poliamidă cu strat exterior din PUR
- Trei benzi radioopace pentru controlul cu raze X
- Ghid de asistență pentru înfiletare
- Nu conține latex, DEHP sau PVC

Produse pentru Anestezia Epidurală

Accesorii Perifix®



Seringă Perifix® LOR

- Seringă specială din trei piese pentru reperarea spațiului epidural în tehnica L.O.R.
- Conectare luer lock sau luer slip



Filtru Perifix® cu Pinpad

- Confortul și igiena pacientului îmbunătățite
- Fixare flexibilă - fără timp irosit



Conector pentru cateter epidural

- Conector de legătură între cateter și filtru ce se închide prin apăsare
- Prevăzut cu căpăcel de protecție



Perifix® Catheter Fixation

- Dispozitiv autoadeziv în formă inelară pentru fixarea cateterului epidural la piele
- Cu centru transparent non - adeziv ce permite vizualizarea locului de inserție a cateterului.

Produse pentru Anestezia Epidurală

Anestezie Epidurală pentru micii pacienți



Ace epidurale Perican® Paed cu bizou Tuohy

Trei dimensiuni diferite de ace

(1,3mm/18 G, 0,9mm/20 G, 0,7mm/22 G)

- Pentru plasarea unui cateter continuu și tehnica unei doze unice
- Lungime specială de 50 mm cu marcaje pentru 5 mm adâncime:
- Puncție epidurală sigură și precisă
- Mandren cu o potrivire precisă:

Reduce riscul de lezare a țesuturilor și a formării de tumori epidermoide



Perifix® ONE Paed – Seturi epidurale

Perifix R ONE Paed seturi epidurale de 20/24 G pentru nou-născuți și sugari și de 18/20 G pentru copiii mai mari:

- Catetere cu marcaje pentru distanță cu relevanță în practică pentru utilizare pediatrică
- Pentru inserția sigură a cateterului și controlul poziției



Epican® Paed – Ace caudale pediatrice cu bizou tip Crawford 23°

Trei dimensiuni diferite de ace

(0,9mm/20 G, 0,7mm/22 G, 0,5mm/25 G)

- Lungimi speciale de 50 mm, 35 mm și 30 mm cu marcaje pentru 5 mm adâncime:
- Puncție caudală sigură și precisă
- Mandren cu o potrivire precisă:

Reduce riscul de lezare a țesuturilor și a formării de tumori epidermoide

ANESTEZIE EPIDURALĂ

Prezentarea generală a Portofoliului


ACE ANESTEZIE EPIDURALĂ

Perican®	Codul culorilor	Dimensiune (G)/ Lungime (inch)	ø / Lungime (mm)	Unități de vânzare/buc	Nr. cod (REF) Luer
 		18 x 3 ¼"	1.30 x 80	25	4512383
		17 x 3 ¼"	1.50 x 80		4512588
		16 x 3 ¼"	1.70 x 80		4512782
	Dimensiuni lungi				
		18 x 4 ¾"	1.30 x 120	25	4512453
		18 x 6"	1.30 x 150		4512200
		16 x 4 ¾"	1.70 x 120		-
		16 x 6"	1.70 x 150		-

Perican® Paed	Codul culorilor	Dimensiune (G)/ Lungime (inch)	ø / Lungime (mm)	Unități de vânzare/buc	Nr. cod (REF) Luer
 		22 x 2"	0.73 x 50	25	4502078
		20 x 2"	0.90 x 50		4502094
		18 x 2"	1.30 x 50		4502302

Epican® Paed Caudal	Codul culorilor	Dimensiune (G)/ Lungime (inch)	ø / Lungime (mm)	Unități de vânzare/buc	Nr. cod (REF) Luer
 		25 x 1 ⅛"	0.53 x 30	25	4502400
		22 x 1 ⅜"	0.73 x 35		4502418
		20 x 2"	0.90 x 50		4502426

CATETERE ANESTEZIE EPIDURALĂ

Cateter Perifix®	Cateter ø exterior/interior / Lungime (mm) (G)	Compatibil cu Perican® Dimensiunea (G)	Unități de vânzare/buc	Nr. cod (REF) Luer
	Cateter Perifix® Standard (cu 3 deschideri laterale)			
	1.05 / 0.60 / 1000 (19)	16	25	4513258
	0.85 / 0.45 / 1000 (20)	18		4513150
	Cateter Perifix® Standard (cu deschidere centrală)			
	0.85 / 0.45 / 1000 (20)	18	25	4513177
	Cateter Perifix® SoftTip (cu 3 deschideri laterale)			
	0.85 / 0.45 / 1000 (20)	18	25	4515048
	Cateter Perifix® ONE (cu 6 deschideri laterale)			
	1.05 / 0.60 / 1000 (19)	16	25	4513258C
	0.85 / 0.45 / 1000 (20)	18		4513150C

ACCESORII ANESTEZIE EPIDURALĂ

Perifix® Catheter Fixation	Descriere	Unități de vânzare/buc	Nr. cod (REF) Luer
	Dispozitiv autoadeziv în formă inelară pentru fixarea cateterului epidural la piele	25	4511200
	Cu centru transparent non - adeziv ce permite vizualizarea locului de insertie a cateterului.		4511201
Perifix® Loss-of-Resistance (LOR) Syringe	Descriere	Unități de vânzare/buc	Nr. cod (REF) Luer
	Seringă Perifix® LOR , Luer-Slip	25	4637100
	Seringă Perifix® LOR , Luer-Lock		4638107
Conector cateter Perifix	Dimensiune (G)	Unități de vânzare/buc	Nr. cod (REF) Luer
	19	25	4513801
	20/24		4513800
Filtru Perifix	Filtru de particule (µm)	Unități de vânzare/buc	Nr. cod (REF) Luer
	0.20	25	4515501
Perifix® PinPad	Descriere	Unități de vânzare/buc	Nr. cod (REF)
	Perifix® PinPad Filter Fixation	25	4515510

ANESTEZIE EPIDURALĂ


Prezentarea generală a Portofoliului

SETURI PENTRU ANESTEZIE EPIDURALĂ

Perican® Tuohy ace epidurale												
 20 G ø 0.90 mm / Lungime 50 mm	 18 G ø 1.30 mm / Lungime 80 mm	 18 G ø 1.30 mm / Lungime 50 mm (Paed Set)	 16 G ø 1.70 mm / Lungime 80 mm	50/80 mm	120 mm	24 G	20 G	19 G	20 G	19 G	20 G	20 G
Seturi complete	Tip	Perican®		Perifix® ONE		Perifix® Standard			Perifix® SoftTip	Perifix® LOR		
	Perifix® Standard catheter											
	Perifix® 420											
	Perifix® 421											
	Perifix® 431											
	Perifix® SoftTip catheter											
	Perifix® 900											
	Perifix® 901											
	Perifix® ONE catheter											
	Perifix® ONE 420											
	Perifix® ONE 421											
	Perifix® ONE 431											
Seturi cu filtru inclus												
	Perifix® Standard catheter											
	Perifix® 400											
	Perifix® 401											
	Perifix® 402											
	Perifix® 451											
	Perifix® SoftTip catheter											
	Perifix® 700											
	Perifix® 701											
	Perifix® 730											
	Perifix® 750											
	Perifix® ONE catheter											
	Perifix® ONE 400											
	Perifix® ONE 401											
	Perifix® ONE 402											
	Perifix® ONE 418											
	Perifix® ONE 451											
Seturi pediatrice												
	Perifix® ONE Paed											
	Perifix® ONE Paed 18											
	Perifix® ONE Paed 20											
Seturi Mini												
	Perifix® Standard catheter											
	Perifix® 100											
	Perifix® 300											
	Perifix® 301											
	Perifix® 302											
	Perifix® 310											

						* Ace Sterican® 25 G Lungime 16 mm, ø 0.50 mm 21 G Lungime 40 mm, ø 0.80 mm 18 G Lungime 40 mm, ø 1.20 mm	
Seringă Omnifix, 3ml, Luer-Lock	Seringă Omnifix, 3ml, 20ml, Luer-Lock, 3 ace hipodermice*	Seringă Omnifix, 3ml, 10ml, 20ml, Luer-Lock, 3 ace hipodermice *	Filtru epidural Perifix 0.2 um	Perifix® PinPad	Conector pentru cateter Perifix®		
Omnifix®	Omnifix®/ Sterican®	Omnifix®/ Sterican®	Perifix® Filter	Perifix® PinPad	conector pentru cateter Perifix®	Unități vânzare/ Buc	Nr. cod (REF) Luer
						10	4514203
							4514211
							4514319
						10	4510291
							4510305
						10	4514203C
							4514211C
							4514319C
						20	4514009
							4514017
							4514025
							4514513
						20	4510216
							4510097
							4517309
							4517504
						20	4514009C
							4514017C
							4514025C
							4514183C
							4514513C
						10	4512006C
							4512014C
						20	4511000
							4513002
							4513010
							4513029
							4513100

B. Braun Anestezie Combinată Spinală & Epidurală




ESPOCAN - Sistem pentru anestezie Combinată Spinal-Epidurală




Tehnica de abordare ac prin ac într-un singur spațiu intervertebral a fost îmbunătățită prin dezvoltarea unui ac cu bizou Tuohy cu o deschizătură tip back-eye în vârful curbat și un ac spinal cu un manșon de centrare din plastic.

Suprapunerea ideală a acului spinal este:

Ac Pencil Point 15 mm



Ac Quincke 13 mm



Marcajele de pe Acul Spinal 1

Marcajele de pe acul spinal arată când vârful iese prin back-eye.

BENEFICII 2

- Sistemul de andocare (Docking System) permite rotirea acului spinal în interior, chiar și în poziție fixă.
- Asigură fixarea ușoară a acului spinal în acul Tuohy după puncția durei și injectarea anestezicului.

Prezentarea generală a Portofoliului


SETURI PENTRU ANESTEZIE COMBINATĂ SPINALĂ & EPIDURALĂ

Espocan® și Perifix® Standard	Dimensiune (G)/ Lungime (inch)	ø / Lungime (mm)	Unități de vânzare/ buc	Nr. cod (REF) Luer
	Bizou Quincke: Spinocan®			
	27 x 5"	0.42 x 125.5*	10	4556674
	Bizou Pencil Point: Pencan®			
	27 x 5"	0.42 x 127.5*	10	4556666
	Toate seturile conțin ▪ Cateter Perifix® Standard, 3 deschideri laterale ▪ Ac Epidural Perican® ø 1.30 mm, 18 G x 90 mm ▪ Seringă Perifix® LOR, Luer-Slip ▪ Filtru epidural Perifix® 0.20 µm ▪ Perifix® PinPad ▪ Conector pentru cateter Perifix®			
Espocan® și Perifix® Standard cu Docking System	Dimensiune (G)/ Lungime (inch)	ø / Lungime (mm)	Unități de vânzare/ buc	Nr. cod (REF) Luer
	Bizou Quincke: Spinocan®			
	27 x 5 3/8"	0.42 x 136.5*	10	4556747
	Bizou Pencil Point: Pencan®			
	27 x 5 3/8"	0.42 x 138.5*	10	4556763
	Toate seturile conțin ▪ Cateter Perifix® SoftTip, 3 deschideri laterale ▪ Sistem de andocare ▪ Ac Epidural Perican® ø 1.30 mm, 18 G x 90 mm ▪ Seringă Perifix® LOR, Luer-Slip ▪ Filtru epidural Perifix® 0.20 µm ▪ Perifix® PinPad ▪ Conector pentru cateter Perifix®			

ANESTEZIE COMBINATĂ
SPINALĂ & EPIDURALĂ

Prezentarea generală a Portofoliului pentru Blocurile Nervoase Periferice

Indiferent de opțiunea pe care o preferați - portofoliu larg de produse pentru blocuri nervoase periferice stimulate și ghidate cu ultrasunete.



O GAMĂ LARGĂ DE ACE PENTRU ANESTEZIA LOCALĂ

Pentru reușita anesteziei plexale vă recomandăm folosirea aparatului Stimuplex® HNS 12 împreună cu gama noastră de ace compatibile (Stimuplex® D și Stimuplex® A) și seturi de catetere (Contiplex® Tuohy, Contiplex® D).

Toate aceste ace sunt compatibile cu toate stimulatoarele Stimuplex® de la B. Braun.




STIMULAREA NERVOASĂ

Stimuplex® HNS 12 reprezintă un pas înainte pe scara evoluției. Pentru a asigura o stimulare nervoasă mai sigură și mai eficientă, acest dispozitiv folosește tehnologia SENSE (Sequential Electrical Nerve Stimulation).

Prezentarea generală a Portofoliului pentru Blocurile Nervoase Periferice

Ace pentru o singură doză



Acele Stimuplex® și Ultraplex® single-shot oferă precizie și ergonomie și sunt proiectate pentru rate mari de succes.

BENEFICIIL:


- Design ergonomic al amboului acului pentru feedback tactil îmbunătățit
- Caracteristici excelente de puncție și alunecare (Stimuplex® D)
- Portofoliu larg de lungimi de ac de la 35 la 150 mm și G 25 până la G 20

Ace	Bizou	Cu izolație	Proprietăți ecogenice	Capacitate de stimulare
	 15°  30°	 Full Tip  PinPoint		
Stimuplex® A 	✓	✓		✓
Stimuplex® D 	✓	✓		✓
Stimuplex® Ultra 360® 	✓	✓	✓	✓



Prezentarea generală a Portofoliului pentru Blocurile Nervoase Periferice

Seturi pentru Blocuri Nervoase Periferice Continue



Seturi pentru blocuri nervoase periferice continue Contiplex®

Blocurile nervoase periferice continue elimină durerea în timpul și după procedurile chirurgicale, pentru recuperare rapidă a pacientului

Set		Bizou			Proprietăți ecogenice	Capacitate de stimulare	Cateter		
		 15°	 20°	 30°	 Tuohy			 Standard	 ONE
Tehnica Branula									
Contiplex® D		✓		✓			✓	✓	
Set pentru anestezie plexală cu cateter prin ac									
Contiplex® S			✓				✓	✓	
Contiplex® S Ultra 360®			✓			✓	✓		✓
Contiplex® Tuohy					✓		✓	✓	
Contiplex® Tuohy Ultra 360®					✓	✓	✓		✓
Set pentru anestezie plexală cu cateter peste ac									
Contiplex® C		✓		✓		✓	✓		✓

BLOCURI NERVOASE
PERIFERICE

Prezentarea generală a Portofoliului pentru Blocurile Nervoase Periferice

Stimularea nervoasă cu Stimuplex®HNS12




1 Stimuplex® HNS 12 cu SENSE



2 Stimuplex® Pen


Stimuplex® HNS 12 cu tehnologia SENSE

Tehnologia SENSE (Sequential Electrical Nerve Stimulation), este o secvență de două impulsuri de durată fixă de 0,1ms, împreună cu un al treilea impuls mai lung. Aceasta are ca rezultat obținerea primei contracții musculare la distanță de nerv și necesită mai puține ajustări pentru controlul amperajului, menținând în același timp feedback-ul vizual.




Din secvența alternativă de trei impulsuri, al treilea impuls care este mai lung, stimulează deja nervul de la distanță.

Contracția musculară este vizibilă și indică faptul că acul este direcționat către nerv.





Acul de stimulare avansează în continuare către nerv în timp ce SENSE menține răspunsul motor. Ajustările actuale conduc către reducerea clară a celui de al treilea impuls.



La nivelul pragului de aproximativ 0,5mA trei spasme musculare sunt vizibile deoarece toate cele trei impulsuri stimulează nervul. Astfel SENSEe permite localizare mai ușoară și mai sigură a nervului pentru blocuri mai bune.

Prezentarea generală a Portofoliului

ACE PENTRU ANESTEZIE PLEXALĂ SINGLE SHOT

Stimuplex® A	Dimensiune ø (G) și Lungime(inch)	Dimensiune ø (G) și Lungime(mm)	Unități de vânzare/buc	Nr. cod (REF) Luer
	Ace cu bizou la 30°			
	24 x 1	0.55 x 25	25	4894251
	22 x 1	0.70 x 25		4894539
	22 x 1 1/8	0.70 x 35		4894367
	22 x 2	0.70 x 50		4894502
	21 x 2	0.80 x 50		4894375
	21 x 4	0.80 x 100		4894260
	20 x 6	0.90 x 150		4894278
Stimuplex® D	Dimensiune ø (G) și Lungime(inch)	Dimensiune ø (G) și Lungime(mm)	Unități de vânzare/buc	Nr. cod (REF) Luer
	Ace cu izolație și bizou la 15°			
	25 x 1 1/3	0.50 x 35	25	4892153
	25 x 2 1/8	0.50 x 55		4892155
	23 x 1 1/2	0.60 x 40		4892134
	23 x 2 3/4	0.60 x 70		4892137
	22 x 2	0.70 x 50		4892105
	22 x 3 1/8	0.70 x 80		4892108
	22 x 4 3/4	0.70 x 120		4892112
	20 x 6	0.90 x 150	4892115	
	Ace cu izolație și bizou la 30°			
	22 x 2	0.70 x 50	25	4892205
	22 x 3 1/8	0.70 x 80		4892208
Stimuplex® Ultra 360®	Dimensiune ø (G) și Lungime(inch)	Dimensiune ø (G) și Lungime(mm)	Unități de vânzare/buc	Nr. cod (REF) Luer
	Ace ecogenice cu izolație și bizou la 30°			
	22 x 1 3/8	0.70 x 35	25	4892503
	22 x 2	0.70 x 50		4892505
	22 x 3 1/8	0.70 x 80		4892508
	20 x 4	0.90 x 100		4892510
	20 x 6	0.90 x 150		4892515


ACCESORII

Aparat pentru stimularea nervilor periferici	Descriere	Unități de vânzare/buc	Nr. cod (REF) Luer
	Aparat pentru stimularea nervilor periferici în anestezia plexală	1	4892098

Accesorii compatibile cu aparatul pentru stimularea nervilor periferici în anestezia plexală	Unități de vânzare/buc	Nr. cod (REF) Luer
Stimuplex® Pen pentru cartografierea percutană a nervilor	1	4892099
Cablu electrod pentru Stimuplex® HNS 11/12		4892070
Capac baterie pentru Stimuplex® HNS 12		4892094
Husă de transport pentru Stimuplex® HNS 12		4892095
Rezistor testare pentru Stimuplex® HNS 12		4892096
Buton pentru manipulare sterilă		4892283

Prezentarea generală a Portofoliului

SETURI PENTRU ANESTEZIE PLEXALĂ CONTINUĂ

							
	Cateter peste ac Contiplex® C	Contiplex® S Contiplex® S Ultra 360®	Contiplex® Tuohy Contiplex® Tuohy Ultra 360®	Contiplex® D	Cateter Perifix® Standard		
	25 G	18 G	18 G	18 G, 20 G			
Specificațiile setului	Bizou (°)		Ac		Perifix® Standard		
			Dimensiune (G)	Dimensiune Ø (mm)	Lungime (mm)	3 deschideri laterale (mm)	Deschidere centrală (mm)

Seturi Contiplex® C							
Contiplex® C	15	25	0.53	190	-	-	-
Contiplex® C	30	25	0.53	190	-	-	-
Seturi Contiplex® D							
Contiplex® D	15	20	1.10	33	-	400	-
Contiplex® D	15	20	1.10	55	-	400	-
Contiplex® D	15	18	1.30	55	-	400	-
Contiplex® D	30	18	1.30	55	-	400	-
Contiplex® D	15	18	1.30	80	-	1000	-
Contiplex® D	15	18	1.30	110	-	1000	-
Seturi Contiplex® S and Contiplex® S Ultra 360®							
Contiplex® S	20	18	1.30	50	500	-	-
Contiplex® S	20	18	1.30	100	500	-	-
Contiplex® S	20	18	1.30	150	1000	-	-
Contiplex® S Ultra 360®	20	18	1.30	50	-	-	-
Contiplex® S Ultra 360®	20	18	1.30	100	-	-	-
Contiplex® S Ultra 360®	20	18	1.30	150	1000	-	-
Seturi Contiplex® Tuohy and Contiplex® Tuohy Ultra 360®							
Contiplex® Tuohy	Bizou Tuohy	18	1.30	40	500	-	-
Contiplex® Tuohy	Bizou Tuohy	18	1.30	50	500	-	-
Contiplex® Tuohy	Bizou Tuohy	18	1.30	100	500	-	-
Contiplex® Tuohy	Bizou Tuohy	18	1.30	150	1000	-	-
Contiplex® Tuohy Ultra 360®	Bizou Tuohy	18	1.30	40	-	-	-
Contiplex® Tuohy Ultra 360®	Bizou Tuohy	18	1.30	50	-	-	-
Contiplex® Tuohy Ultra 360®	Bizou Tuohy	18	1.30	100	-	-	-
Contiplex® Tuohy Ultra 360®	Bizou Tuohy	18	1.30	150	-	-	-

						
Contiplex® cu cateter ONE	Conector cateter Perifix®	Perifix® PinPad filter fixation	Filtru Perifix®	Seringă Omnifix® 5 ml		
Contiplex® ONE (mm)	Conector pentru cateter Perifix®	Perifix® PinPad	Perifix® Filter	Omnifix®	Unități de vânzare/buc	Nr. cod (REF) Luer

187	■	■	■	-	5	4898115
187	■	■	■	-		4898130
-	■	■	■	■	10	4898311
-	■	■	■	■		4898323
-	■	■	■	■		4898325
-	■	■	■	■		4898305
-	■	■	■	■		4898335
-	■	■	■	■		4898308
-	■	■	■	■	10	4898405
-	■	■	■	■		4898410
-	■	■	■	■		4898415
400	■	■	■	■		4898650
1000	■	■	■	■		4898610
1000	■	■	■	■		4898615
-	■	■	■	■	10	4898504
-	■	■	■	■		4898505
-	■	■	■	■		4898510
-	■	■	■	■		4898515
400	■	■	■	■		4898704
400	■	■	■	■		4898705
1000	■	■	■	■		4898710
1000	■	■	■	■		4898715

BLOCURI NERVOASE
PERIFERICE

Acest material este destinat exclusiv profesioniștilor din domeniul sănătății.
Acestea sunt dispozitive medicale clasele I; Is; Ila si III.
Pentru raportarea evenimentelor adverse vă rugăm să utilizați următoarele date de contact:
+40722591065/+40723550017 sau E-mail: pharmacovigilance.ro@bbraun.com

B. Braun România

București
S-Park, clădirea B3, etaj 2,
Str. Tipografilor 11-15, Sect. 1, București, 013714
Tel.: +40 21 231 15 37 | Fax: +40 21 231 15 36

Sânandrei
Str. Bernd Braun, nr. 1f Jud. Timiș, 307375
Tel.: +40 256 284 905 | Fax: +40 256 284 90

www.magazin-bbraun.ro | www.bbBraun.ro | contact.ro@bbBraun.com | <https://www.facebook.com/bbraunRO/>